

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41

тел./факс: +7(812)702-67-94, 953-41-91

E-mail: zakaz@labwater.su

www.labwater.su

www.labfiltration.ru

Приборы Вакуумного Фильтрования (ПВФ)

Прибор вакуумного фильтрования "ПВФ" ТУ 9471-002-00212038-00 сертифицирован Департаментом Госсанэпиднадзора МЗ РФ для проведения санитарно-гигиенических и бактериологических исследований жидкостей. Прибор имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.02.947.П.000724.08.08 от 05.08.2008 г.

Приборы используются во всех областях, где требуется **определить степень загрязненности воды, напитков и технических жидкостей частицами или бактериями.**

Приборы ПВФ -35/1,3,6 и ПВФ- 47/1,3,6 предназначены для микробиологических лабораторий, лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и водоканалов для проведения анализов на качество природной, питьевой и сточной воды по микробиологическим показателям.



Прибор отвечает всем требованиям для производства микробиологического анализа питьевой воды в соответствии с:

- ◆ ГОСТ Р 52426-2005 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации».
- ◆ ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»;
- ◆ МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»;
- ◆ ГОСТ Р 52769-20007 «Вода.. Метод определения цветности»;
- ◆ СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- ◆ СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- ◆ СанПиН 2.1.4.1175-00 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»;
- ◆ СанПин2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
- ◆ МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»;
- ◆ МУ 2.1.4.1057-01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды»;
- ◆ МУК 4.2.22-17-07 «Методические указания по выявлению бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды».

Принцип работы прибора

Прибор работает по методу мембранной фильтрации и в зависимости от требуемого количества анализов поставляется с одной, тремя или шестью воронками. Частицы и колониеобразующие микробы задерживаются на поверхности соответствующего фильтра (диаметр фильтра 35мм или 47 мм). ПВФ позволяет концентрировать микроорганизмы и стандартизировать санитарно-микробиологические показатели питьевой воды.

Все части прибора изготовлены из нержавеющей стали, легко и быстро собираются и разбираются, обрабатываются фламбированием. Фритта не повреждает мембранный фильтр и обеспечивают его плотное прилегание к поверхности фритты, исключая возможность повреждения фильтра во время анализа. Коллектор снабжен кранами, что позволяет независимо отключать и подключать к вакууму каждую воронку.

Наименование	Номер	Ед-ца	Цена, руб.
Приборы вакуумного фильтрования с воронками на 500 мл из нж.ст. (для фильтров д. 47 мм)			
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/1	комплект	46 527
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный(с водоструйным насосом, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/1	комплект	30 832
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный (без насоса, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/1	комплект	17 512
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/3	комплект	70 731
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/3	комплект	54 369
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/3	комплект	40 482
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/4	комплект	80 796
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/4	комплект	64 416
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/4	комплект	50 530
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/6	комплект	95 532
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/6	комплект	80 740
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-47/6	комплект	66 854
Приборы вакуумного фильтрования с воронками на 500 мл из нж.ст. (для фильтров д. 35 мм)			
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1, 1-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/1	комплект	46 527
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1, 1-секционный (с водоструйным насосом, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/1	комплект	30 832
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1, 1-секционный (без насоса, воронка на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/1	комплект	17 512
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3, 3-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/3	комплект	70 731
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3, 3-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/3	комплект	54 369
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3, 3-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/3	комплект	40 482
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/4, 4-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/4	комплект	80 796
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/4, 4-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/4	комплект	64 416

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/4, 4-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/4	комплект	50 530
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6, 6-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/6	комплект	95 532
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6, 6-секционный (с водоструйным насосом, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/6	комплект	80 740
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6, 6-секционный (без насоса, воронки на 500 мл из нж ст)	ПВФ-35/6	комплект	66 854
Приборы вакуумного фильтрования с воронками на 250 мл из поликарбоната (для фильтров д. 47 мм)			
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/3	комплект	78 479
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/3	комплект	41 489
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/4	комплект	91 126
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/4	комплект	54 249
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/6	комплект	111 033
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из поликарбоната)	ПВФ-47/6	комплект	70 079
Приборы вакуумного фильтрования с воронками из полипропилена на 250 мл из нж.ст. (для фильтров д. 47 мм)			
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронка на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/1	комплект	39 868
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный (с водоструйным насосом, воронка на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/1	комплект	19 648
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/1, 1-секционный (без насоса, воронка на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/1	комплект	14 090
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/3	комплект	58 104
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3, 3-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/3	комплект	29 097
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/4	комплект	64 711
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4, 4-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/4	комплект	35 282
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (с вакуумным насосом НВМ 2х2, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/6	комплект	72 604
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/6, 6-секционный (без насоса, воронки на 250 мл из полипропилена)	ПВФ-47/6	комплект	44 123